



Manuales




**Educadores y
Profesionales:**
Manejo de la plataforma

¿Quién es un Educador?

Los educadores son aquellos profesionales sanitarios especializados en en salud respiratoria encargados de realizar el seguimiento del paciente

Los educadores pueden ser:

- Médicos
- Enfermeros
- Fisioterapeutas respiratorios
- Farmacéuticos



Acceso a la plataforma

1

Conecta a través de tu navegador a la URL plataforma.happyair.org o a través de la página principal de happyair.org

2

Elije el idioma

3

Selecciona la casilla "Equipo de Cuidados Integrales" y escribe tu **email y contraseña**.



The screenshot shows the login interface for the Lovexair Foundation. On the left, there is a blue-tinted image of a stethoscope and a nebulizer cup with the text "Bienvenido a, Fundación Lovexair". On the right, the "Acceso" section features two tabs: "Paciente" and "Equipo Cuidados Integrales", with the latter selected and marked with a green circle '3'. Below the tabs are three input fields: "Identificación de correo" (containing "hcp2@happyair.org"), "Contraseña" (with masked characters and a visibility icon), and "Idioma" (a dropdown menu set to "Spanish", marked with a green circle '2'). A link "Olvidaste tu contraseña?" is located below the password field.

Menú Lateral

- 1- Inicio:** Acceso al escritorio.
- 2- Mis pacientes:** Acceso al listado de pacientes asignados al profesional sanitario.
- 3- Control diario:** Tabla resumen de notificaciones generadas por los registros diarios de los pacientes.
- 4- Resultados de mis pacientes:** Visión gráfica y comparativa de determinados registros de pacientes en un periodo de tiempo concreto.
- 5- I+D:** Búsqueda de campos específicos.

The screenshot displays the Happyair web application interface. On the left, a vertical sidebar menu contains five numbered items: 1. INICIO, 2. Mis Pacientes, 3. Control Diario, 4. Resultados de mis pacientes, and 5. I+D. Below these are links for Biblioteca, Historial de contactos, Ajustes, Legal, and Correo. The main content area features a header with the Happyair logo, a language dropdown set to 'Español', a user greeting 'Bienvenido, Eva Maroto', and a 'Cerrar sesión' button. The central section shows '21 Mis Pacientes' and a list of 'Mis pacientes prioritarios' with patient names and dates. A 'Últimos contactos' section lists recent patient interactions. A 'Ver todos' button is visible below this list. At the bottom, there is a section for 'Adherencia media' with a bar chart. On the right, a 'Notificaciones' panel displays several alerts, such as 'Shane ha sido agregado como nuevo paciente' and 'Se ha agregado un nuevo problema de salud para JoseLuis Gimeno'.

Menú Lateral

- 6- Biblioteca:** Acceso a documentos compartidos que pueden ser vistos, tanto por el educador, como por los pacientes que tenga asignado cada educador.
- 7- Historial de contactos:** Resumen de los contactos realizados por el educador con sus pacientes.
- 8- Ajustes:** Acceso a información básica del educador. A través de esta sección también se puede llevar a cabo el cambio de contraseña.
- 9- Legal:** Sección legal.
- 10- Correo:** Correo interno entre el educador y los pacientes asignados.

The screenshot shows the Happ'air web application interface. On the left is a vertical sidebar menu with the following items: INICIO, Mis Pacientes, Control Diario, Resultados de mis pacientes, I&D, **Biblioteca** (highlighted with a green circle and the number 6), **Historial de contactos** (highlighted with a green circle and the number 7), **Ajustes** (highlighted with a green circle and the number 8), **Legal** (highlighted with a green circle and the number 9), and **Correo** (highlighted with a green circle and the number 10). The main content area displays the user's profile (Eva Maroto), a list of 'Mis pacientes proritarios' (Priority patients) with names like PacienteUno Uno, Yo, Paciente Dos, and Milagros, and their last contact dates. There is also a section for 'Últimos contactos' (Recent contacts) listing Maria Martin, PacienteUno Uno, Victor Gascon, Eva Maroto, and Milagros. A 'Ver todos' button is present. At the bottom, there is a section for 'Adherencia media' (Average adherence) with a bar chart showing adherence levels for '9' and '8'. On the right side, there is a 'Notificaciones' (Notifications) panel with several messages, such as 'Shane ha sido agregado como nuevo paciente' and 'Se ha agregado un nuevo problema de salud para JoseLuis Gimeno'.

Panel de control

El panel de control está diseñado para atender a los pacientes con mayores dificultades de manera prioritaria:

- 1- **Mis Pacientes:** Número de pacientes asignados.
- 2- **Idioma:** Selección de idioma de la plataforma, inglés o español.
- 3- **Cerrar sesión:** Cierre de la plataforma.
- 4- **Notificaciones:** Aviso de las novedades registradas por los pacientes en la plataforma.

The screenshot displays the Happ'air control panel interface. A vertical sidebar on the left contains navigation options: INICIO, Mis Pacientes, Control Diario, Resultados de mis pacientes, I&D, Biblioteca, Historial de contactos, Ajustes, Legal, and Correo. The main content area is divided into several sections:

- Mis Pacientes:** A large card at the top left shows the number '21' and the text 'Mis Pacientes', highlighted with a green callout '1'.
- Idioma:** A dropdown menu at the top center is set to 'Español', highlighted with a green callout '2'.
- Bienvenido, Eva Maroto:** A greeting message at the top right, with a 'Cerrar sesión' button next to it, highlighted with a green callout '3'.
- Mis pacientes proritarios:** A table listing patients with their names, status indicators (colored dots), and dates. Patients listed include PacienteUno Uno, Yo, Paciente Dos, and Milagros.
- Últimos contactos:** A list of recent contacts including Maria Martin, PacienteUno Uno, Victor Gascon, Eva Maroto, and Milagros, with a 'Ver todos' button below.
- Pacientes con menor adherencia:** A section showing patients with low adherence, such as 'Paciente D...' with 0% in April and May.
- Notificaciones:** A list of notifications on the right side, including messages like 'Shane ha sido agregado como nuevo paciente' and 'Se ha agregado un nuevo problema de salud para JoseLuis Gimeno', highlighted with a green callout '4'.



Panel de control

5- Mis Pacientes Prioritarios: Orden de prioridad de acuerdo con la gravedad del paciente en función de las notificaciones generadas por sus respuestas en los campos que orientan hacia una posible exacerbación o agudización de su patología.

The screenshot displays the HappiAir dashboard interface. On the left is a vertical navigation menu with items: INICIO, Mis Pacientes, Control Diario, Resultados de mis pacientes, I&D, Biblioteca, Historial de contactos, Ajustes, Legal, and Correo. The top right area shows the user's name 'Eva Maroto', a 'Cerrar sesión' button, and a 'Notificaciones' section with several alerts. The main content area is titled '21 Mis Pacientes' and features a section for 'Mis pacientes proritarios' (Priority Patients) which is highlighted with a green border and a circled '5'. This section contains a list of patients with their names, status indicators (colored dots), and dates. Below this list is a bar chart titled 'Adherencia media' (Average Adherence). To the right of the priority patients list are sections for 'Últimos contactos' (Recent contacts) and 'Pacientes con menor adherencia' (Patients with lower adherence).

Paciente	Fecha
PacienteUno Uno	28/07/2018
Yo	21/07/2018
Paciente Dos	21/07/2018
Milagros	02/08/2018
Joaquina	24/07/2018
Rafael Laborde	21/07/2018
Maria Martin	02/08/2018

Panel de control: Mis pacientes Prioritarios



1- Significado de los puntos de color:

- 1º punto: Características de las flemas
- 2º punto: Uso del inhalador de rescate
- 3º punto: Signos de alerta

2 - ?: Al hacer click sobre el símbolo “?” se abre la leyenda.

3- >: Al hacer click sobre un nombre o el símbolo “>” se abre ese perfil.

Panel de control

- 6- Últimos contactos:** Listado de los últimos contactos establecidos entre el educador y sus pacientes.
- 7- Ver todos:** Acceso directo al cuadro resumen de los contactos realizados.

The screenshot displays the HappiAir dashboard interface. On the left is a vertical navigation menu with options: INICIO, Mis Pacientes, Control Diario, Resultados de mis pacientes, I&D, Biblioteca, Historial de contactos, Ajustes, Legal, and Correo. The main content area shows '21 Mis Pacientes' and a table of 'Mis pacientes proritarios'. The table lists patients with their names, status indicators (circles), and dates. Below the table is a bar chart titled 'Adherencia media'. On the right side, there are sections for 'Últimos contactos' (highlighted with a green box and a circled '6'), 'Ver todos' (with a circled '7'), 'Pacientes con menor adherencia', and a 'Notificaciones' sidebar on the far right.


Mis pacientes proritarios	
PacienteUno Uno o ●●●	Joaquina o ●●●
28/07/2018	24/07/2018
Yo ●●●●	Rafael Laborde o ●●●
21/07/2018	21/07/2018
Paciente Dos ●●●●	Maria Martin o ●●●
21/07/2018	02/08/2018
Milagros o ●●●	
02/08/2018	

Pacientes con menor adherencia	
Paciente D... 0% In Abril	>
Paciente D... 0% In Mayo	>

Panel de control

8- Adherencia media: Un paciente tiene una adherencia del 100% si durante un mes rellena todos los registros obligatorios. El gráfico representa la media mensual de la adherencia de todos los pacientes asignados al educador.

9- Pacientes de menor adherencia: Ranking mensual de los pacientes con menor adherencia, En esa clasificación los resultados se muestran en orden creciente, es decir de menor a mayor.



Mis Pacientes: Búsqueda

Búsqueda: La búsqueda puede ser por uno o varios de estos campos:

Fecha (rango): Selección de intervalo de fechas de alta en la que se realiza la búsqueda

Nombre del paciente: Búsqueda de un nombre concreto de pacientes

País: Búsqueda por país de residencia

Estado/Provincia: Búsqueda por Provincia o Estado de residencia

Ciudad: Búsqueda por ciudad de residencia

HappiAir
learn.lovexair.com

Idioma: Español ▼ | Bienvenido, Eva Maroto | Cerrar sesión

MIS PACIENTES

Búsqueda:

Fechas (rango): De... A... | Nombre del paciente: Buscar por nombre... | País: Seleccionar país... | Provincia / Estado: Seleccionar Provincia/Estad

Ciudad: Ingresar ciudad ...

Reiniciar | Buscar

NOMBRE	EMAIL	TELÉFONO	PAÍS	ESTADO	CIUDAD	FECHA
Shane	presidencia@lovexair.com	655869467	-	-	-	2/8/2018
JoseLuis Gimeno	zapatones369@gmail.com	692101191	Spain	Valencia	Valencia	1/8/2018
Arran Strong	arransurfer@gmail.com	351912683998	Portugal	Lisboa e Vale do Tejo	Ericeira	20/7/2018
Rafael Laborde	rafael.laborde52@gmail.com	615276089	-	-	-	19/7/2018

Notificaciones

- Shane ha sido agregado como nuevo paciente 03:24
- Se ha agregado un nuevo problema de salud para JoseLuis Gimeno 03:14
- Se ha agregado un nuevo problema de salud para JoseLuis Gimeno 02:55
- Se ha agregado un nuevo problema de salud para JoseLuis Gimeno 07:53
- Se ha agregado un nuevo problema de salud para JoseLuis Gimeno 07:51

Mis Pacientes: Listado

Listado de pacientes asignados al educador:

Nombre: Nombre y apellidos del paciente

Email: Correo electrónico de contacto

Teléfono: Número de teléfono principal de contacto.

País: País de residencia

Estado/Provincia:

Provincia o Estado de residencia

Ciudad: Ciudad de residencia

Fecha: Fecha de alta en la plataforma

Idioma Español ▾ Bienvenido, Eva Maroto Cerrar sesión

Notificaciones

- Shane ha sido agregado como nuevo paciente 03:24
- Se ha agregado un nuevo problema de salud para JoseLuis Gimeno 03:14
- Se ha agregado un nuevo problema de salud para JoseLuis Gimeno 02:55
- Se ha agregado un nuevo problema de salud para JoseLuis Gimeno 07:53
- Se ha agregado un nuevo problema de salud para JoseLuis Gimeno 07:51

MIS PACIENTES

Búsqueda: ▾

NOMBRE	EMAIL	TELÉFONO	PAÍS	ESTADO	CIUDAD	FECHA
Shane	presidencia@lovexair.com	655869467	-	-	-	2/8/2018
JoseLuis Gimeno	zapatones369@gmail.com	692101191	Spain	Valencia	Valencia	1/8/2018
Arran Strong	arransurfer@gmail.com	351912683998	Portugal	Lisboa e Vale do Tejo	Ericeira	20/7/2018
Rafael Laborde	rafael.laborde52@gmail.com	615276089	-	-	-	19/7/2018
Yo	eva.lovexair@gmail.com	1111111	-	-	-	19/7/2018
Marc	marc@separ.es	932746083	-	-	-	4/7/2018
Lalo Lino	lalolino@gmail.com	652357951	American Samoa	Manu'a	Ofu	30/6/2018
Mariano	mrobles@espacioterapeutico.es	930092999	Spain	Barcelona	Barcelona	28/6/2018

Para ver la información específica de cada uno de los pacientes hay que hacer click sobre el nombre en cuestión.

Mis Pacientes: Ficha del paciente

Ficha de cada paciente:

1- Datos de contacto:

Información personal del paciente

2- Historial digital de salud: Resumen de la historia médica del paciente.

3- Control Diario:

Cuadro resumen de las notificaciones generadas por los pacientes según las respuestas dadas en sus registros diarios.

4- Biblioteca:

Documentos compartidos entre el paciente y el educador

The screenshot displays the 'Mis Pacientes' interface for a patient named Victor Gascon. The top right corner shows the language set to 'Español', the user 'Eva Maroto', and a 'Cerrar sesión' button. The main content area is titled 'Mi paciente > Victor Gascon' and contains several cards with numbered callouts: 1. 'DATOS DE CONTACTO', 2. 'HISTORIAL DIGITAL DE', 3. 'CONTROL DIARIO', and 4. 'BIBLIOTECA'. Below these are 'REGISTROS INDIVIDUALES DIARIOS', 'PROGRESO INDIVIDUAL', and 'HISTORIAL DE CONTACTOS INDIVIDUALES'. The left sidebar includes 'INICIO', 'Mis Pacientes', 'Control Diario', 'Resultados de mis pacientes', 'I&D', 'Biblioteca', 'Historial de contactos', 'Ajustes', 'Legal', and 'Correo'. The right sidebar shows a 'Notificaciones' panel with four entries: 'Shane ha sido agregado como nuevo paciente' (03:24), 'Se ha agregado un nuevo problema de salud para JoseLuis Gimeno' (03:14), 'Se ha agregado un nuevo problema de salud para JoseLuis Gimeno' (02:55), and 'Se ha agregado un nuevo problema de salud para JoseLuis Gimeno' (07:53).

Mis Pacientes: Ficha del paciente

5- Registros

individuales diarios:

Acceso a los registros diarios del paciente

6- Progreso individual:

Acceso a los gráficos de evolución semanal de cada paciente

7- Historial de

contactos individuales:

Resumen de los contactos establecidos entre el paciente y el educador

Idioma Español ▾ Bienvenido, Eva Maroto Cerrar sesión

Notificaciones

Shane ha sido agregado como nuevo paciente 03:24

Se ha agregado un nuevo problema de salud para JoseLuis Gimeno 03:14

Se ha agregado un nuevo problema de salud para JoseLuis Gimeno 02:55

Se ha agregado un nuevo problema de salud para JoseLuis Gimeno 07:53

Se ha agregado un nuevo problema de salud para JoseLuis Gimeno 07:51

INICIO

Mis Pacientes

Control Diario

Resultados de mis pacientes

I&D

Biblioteca

Historial de contactos

Ajustes

Legal

Correo

Mi paciente > Victor Gascon

DATOS DE CONTACTO

HISTORIAL DIGITAL DE SALUD

CONTROL DIARIO

BIBLIOTECA

REGISTROS INDIVIDUALES DIARIOS 5

PROGRESO INDIVIDUAL 6

HISTORIAL DE CONTACTOS INDIVIDUALES 7

Mis Pacientes:

Ficha del paciente / Datos de contacto

Datos de contacto:

Acceso a los datos personales del paciente registrados en la plataforma.

Puede cambiarse cualquiera de ellos, excepto los que tienen el fondo gris.

Es recomendable tener esta información actualizada para que la comunicación con el paciente sea adecuada.

The screenshot displays the 'Datos de contacto' (Contact Information) page for a patient named Victor Gascon. The interface is in Spanish and includes a navigation menu on the left with options like 'Inicio', 'Mis Pacientes', 'Control Diario', 'Resultados de mis pacientes', 'I&D', 'Biblioteca', 'Historial de contactos', 'Ajustes', 'Legal', and 'Correo'. The main content area shows a form with the following fields:

- Nombre ***: Victor
- 1º Apellido**: Gascon
- 2º Apellido**: Introduce apellido...
- Género ***: Masculino
- Email ***: victorgascon@lovexair.com
- Email alternativo 1**: Introduce email...
- Email alternativo 2**: Introduce email...
- Cuidador**: Introduce nombre del cuidador...
- Teléfono ***: 6583178603
- Teléfono alternativo**: Introduce nº teléfono...
- Dirección 1 ***: Strathmore Ave 59
- Dirección 2**: #28-95

At the top right, there are options for 'Idioma Español', 'Bienvenido, Eva Maroto', and 'Cerrar sesión'. A 'Notificaciones' (Notifications) sidebar on the right shows several alerts, such as 'Shane ha sido agregado como nuevo paciente' and 'Se ha agregado un nuevo problema de salud para JoseLuis Gimeno'.

Mis Pacientes:

Ficha del paciente / Historia digital de salud

Historia digital de salud:

Sección editable por el educador.

Para completarla el educador tendrá que entrevistarse con el paciente, ya sea de manera presencial, o telefónica.

Happ'air
learn. breathe. smile

Idioma: Español ▼ | Bienvenido, Eva Maroto | Cerrar sesión

Notificaciones

Mi paciente > Víctor Gascon > Historial digital de salud

INFORMACIÓN GENERAL

- Fecha de nacimiento: 11/06/1985
- Sexo: Masculino Femenino Transexual
- Altura: 183 cm
- Peso: 98 kg

Tu índice de masa corporal es: 29.26
Tu índice de masa corporal indica **Tienes un poco de sobrepeso**
Parece que hay un problema con tu peso, por favor consulta con tu médico o tu educador

Se ha agregado un nuevo problema de salud para JoseLuis Gimeno (03:24)

Se ha agregado un nuevo problema de salud para JoseLuis Gimeno (03:14)

Se ha agregado un nuevo problema de salud para JoseLuis Gimeno (02:55)

Se ha agregado un nuevo problema de salud para JoseLuis Gimeno (07:53)

Se ha agregado un nuevo problema de salud para JoseLuis Gimeno (07:51)

Mis Pacientes:

Ficha del paciente / Historia digital de salud

Enfermedades del aparato respiratorio y otras patologías no respiratorias:

Al seleccionar cualquiera de estas patologías se abrirá una nueva ventana para completar la información específica de cada una de ellas.

The screenshot displays the Happyair web application interface. On the left is a blue sidebar menu with the following items: INICIO, Mis Pacientes, Control Diario, Resultados de mis pacientes, I&D, Biblioteca, Historial de contactos, Ajustes, Legal, and Correo. The main content area is white and contains the following elements:

- Top right: Idioma Español (with a dropdown arrow), Bienvenido, Eva Maroto, and Cerrar sesión.
- Section: Tu enfermedad respiratoria. Radio buttons for: EPOC, Déficit de alfa 1 antitripsina, Asma, Fibrosis pulmonar, Fibrosis Cística, Bronquiectasias, Hipertensión pulmonar, Apnea del sueño, and Otro.
- Section: Enfermedades no respiratorias. Radio buttons for: Hipertensión arterial, Hipercolesterolemia, Diabetes, Osteoporosis, Artritis, Ictus cerebral, Patología isquémica, Cáncer, Ansiedad, Depresión, Tabaquismo, and Otro.
- Section: TRATAMIENTO. A description field with a placeholder "Descripción..." and a close button (X).
- Section: Medicación/Tratamiento: A text input field with the placeholder "Ingrese el nombre d".
- Section: Fecha de inicio and Fecha final. Both have date selection dropdowns with the placeholder "Seleccione fecha...".

On the right side, there is a Notifications panel titled "Notificaciones" with a red dot. It lists four notifications, all from "JoseLuis Gimeno":

- Shane ha sido agregado como nuevo paciente (03:24)
- Se ha agregado un nuevo problema de salud para JoseLuis Gimeno (03:14)
- Se ha agregado un nuevo problema de salud para JoseLuis Gimeno (02:55)
- Se ha agregado un nuevo problema de salud para JoseLuis Gimeno (07:53)
- Se ha agregado un nuevo problema de salud para JoseLuis Gimeno (07:51)

Mis Pacientes:

Ficha del paciente / Historia digital de salud

EPOC, Déficit de alfa 1 antitripsina y asma:

En cada una de estas patologías se incluirán test sobre la evaluación de la calidad de vida que pueden ser actualizados cada 6 meses.

Asimismo, se podrán incorporar los resultados de espirometrías y de 6MWT.

The screenshot displays the 'Mis Pacientes' interface with a sidebar on the left containing navigation options: INICIO, Mis Pacientes, Control Diario, Resultados de mis pacientes, I&D, Biblioteca, Historial de contactos, Ajustes, and Legal. The main content area shows a patient's profile with tabs for 'Tu enfermedad' (EPOC, Bronquitis crónica, Enfisema pulmonar, Hiperplasia de las vías respiratorias, Ictus, Tabaco) and 'TRATAMIENTO' (Descripción, Medicación, Fecha de inicio). Three pop-up forms are overlaid on the interface:

- EPOC Form:** Includes fields for 'Fecha de diagnóstico', 'Grado GOLD EPOC' (1-4), 'Fenotipo GESEPOC' (A-D), 'Calidad de vida: Test CAT' (with 'Resultado test' field), 'Pruebas médicas' (Espirometría, 6MWT), '¿Cuántas agudizaciones tuviste en el último año?', '¿Necesitaste ir a urgencias?', and '¿Te ingresaron?'.
- 6MWT (PRUEBA DE MARCHA DE LOS 6 MINUTOS) Form:** Includes fields for 'Fecha', 'Distancia total', 'Nº Paradas', 'Disnea basal', 'Fatiga piernas basal', 'Disnea tras 6MWT', 'Fatiga piernas tras 6MWT', and 'Observaciones'.
- ESPIROMETRÍA Form:** Includes fields for 'Fecha', 'FEV1', 'FVC', and 'FEV1/FVC'.

Below the main interface, three detailed views of the quality of life tests are shown:

- TEST DE CALIDAD DE VIDA EPOC:** A table with 10 questions and 5-point Likert scales.
- 6MWT (PRUEBA DE MARCHA DE LOS 6 MINUTOS):** A form for recording test results.
- ESPIROMETRÍA:** A form for recording spirometry results.

TEST DE CALIDAD DE VIDA EPOC

¿CÓMO TE AFECTA LA EPOC?

Nunca toso	0 1 2 3 4	Siempre estoy tosiendo	0 1 2 3 4 5
No tengo flema (mucosidad) en el pecho	0 1 2 3 4	Tengo el pecho completamente lleno de flema (mucosidad)	0 1 2 3 4 5
No siento ninguna opresión en el pecho	0 1 2 3 4	Siento mucha opresión en el pecho	0 1 2 3 4 5
Cuando subo una pendiente o un tramo de escaleras, no me falta el aire	0 1 2 3 4	Cuando subo una pendiente o un tramo de escaleras, me falta mucho el aire	0 1 2 3 4 5
No me siento limitado para realizar actividades domésticas	0 1 2 3 4	Me siento muy limitado para realizar actividades domésticas	0 1 2 3 4 5
Me siento seguro al salir de casa a pesar de la enfermedad pulmonar que padezco	0 1 2 3 4	No me siento nada seguro al salir de casa debido a la enfermedad pulmonar que padezco	0 1 2 3 4 5

6MWT (PRUEBA DE MARCHA DE LOS 6 MINUTOS)

Fecha:

Distancia total:

Nº Paradas:

Disnea basal:

Fatiga piernas basal:

Disnea tras 6MWT:

Fatiga piernas tras 6MWT:

Observaciones:

ESPIROMETRÍA

Fecha:

FEV1: %

FVC: %

FEV1/FVC: %

Mis Pacientes: Control diario

Tabla resumen de la notificaciones generadas por las respuestas del paciente.

1- Fecha: Rango de fecha deseado (7 días)

2- ?: La interrogación de cada apartado da acceso a la leyenda de colores de cada uno de ellos.

3- Acceso a registro particular: Al clicar en un recuadro en concreto se podrán acceder a los datos de ese día.

The screenshot displays the Happyair web application interface. On the left is a blue navigation menu with options: INICIO, Mis Pacientes, Control Diario, Resultados de mis pacientes, I&D, Biblioteca, Historial de contactos, Ajustes, Legal, and Correo. The main content area features a header with 'Idioma Español', 'Bienvenido, Eva Maroto', and 'Cerrar sesión'. Below this is a date range filter for 'Fechas (rango)' from 03/04/2018 to 09/04/2018, with an 'Ir' button and a circled '1'. An 'Export' button is also present. The central table is titled 'PLAN DE CUIDADOS' and 'METAS E HISTORIA DIGITAL DE SALUD'. It has columns for 'FECHA', 'HIGIENE BRONQUIAL', 'INHALADOR DE RESCATE', 'SIGNOS DE ALERTA', 'EJERCICIO DIARIO', 'SATURACIÓN POST ENTRENAMIENTO AERÓBICO', 'SATURACIÓN POST ENTRENAMIENTO DE FUERZA', 'DISNEA POST ENTRENAMIENTO AERÓBICO', and 'DISNEA ENTRE DE FUI'. The table contains data for dates from 03/04/2018 to 08/04/2018, with colored cells (yellow, green, red, orange) representing different status levels. A circled '2' is over the 'HIGIENE BRONQUIAL' header, and a circled '3' is over a red cell on 03/04/2018. On the right, a 'Notificaciones' sidebar shows a list of alerts, such as 'Shane ha sido agregado como nuevo paciente' and 'Se ha agregado un nuevo problema de salud para JoseLuis Gimeno', with timestamps.

FECHA	HIGIENE BRONQUIAL	INHALADOR DE RESCATE	SIGNOS DE ALERTA	EJERCICIO DIARIO	SATURACIÓN POST ENTRENAMIENTO AERÓBICO	SATURACIÓN POST ENTRENAMIENTO DE FUERZA	DISNEA POST ENTRENAMIENTO AERÓBICO	DISNEA ENTRE DE FUI
03/04/2018			Yellow		Red		Orange	
04/04/2018	Yellow		Green		Yellow		Red	
05/04/2018	Green		Red					
06/04/2018					Green		Yellow	
07/04/2018	Orange		Red		Green		Orange	
08/04/2018			Yellow		Red		Orange	

Mis Pacientes: Biblioteca

Biblioteca:

Acceso a los documentos compartidos por el paciente y el educador.

Posibilidad de adjuntar nuevos documentos que que podrá visualizar el paciente.

The screenshot shows the 'Biblioteca' (Library) page for a patient named 'PacienteUno Uno'. The interface includes a sidebar with navigation options, a top navigation bar with user information and session controls, and a main content area with a table of documents and a notifications panel on the right.

Happyair
learn. breathe. smile.

Idioma: Español ▼ | Bienvenido, Eva Maroto | Cerrar sesión

Mi paciente > PacienteUno Uno > Biblioteca

[Añadir documento](#)

S.NO.	NOMBRE ARCHIVO	QUIÉN LO ADJUNTA	ROL	FECHA	EDITAR
1	0lequipo.jpeg	PacienteUno Uno	Patient	26/06/2018	
2	Tabaco_Happyair.pdf	Eva Maroto	Educator	07/06/2018	

Notificaciones

- Shane ha sido agregado como nuevo paciente 03:24
- Se ha agregado un nuevo problema de salud para JoseLuis Gimeno 03:14
- Se ha agregado un nuevo problema de salud para JoseLuis Gimeno 02:55
- Se ha agregado un nuevo problema de salud para JoseLuis Gimeno 07:53
- Se ha agregado un nuevo problema de salud para JoseLuis Gimeno 07:51

Mis Pacientes: Registros individuales diarios

Registros individuales diarios:

Acceso a todos los registros diarios dados por el paciente.

Posibilidad de elegir la fecha de los datos a los que se quiere tener acceso.

The screenshot displays the Happyair patient portal interface. On the left is a blue sidebar with navigation options: INICIO, Mis Pacientes, Control Diario, Resultados de mis pacientes, I&D, Biblioteca, Historial de contactos, Ajustes, Legal, and Correo. The main content area shows the breadcrumb 'Mi paciente > PacienteUno Uno > Registros individuales diarios' and a date selector set to '02/04/2018'. Below this is a section titled 'CUIDADO PULMONAR' with three tabs: 'HIGIENE BRONQUIAL', 'INHALADOR DE RESCATE', and 'SIGNOS DE ALERTA'. The 'HIGIENE BRONQUIAL' tab is active, showing three questions with radio button options: '¿Has limpiado hoy tus pulmones?' (Sí/No), '¿Has expulsado flemas?' (Sí/No), and '¿Cómo son tus flemas?' (Color sin cambios, Cambio en color, Líquidas, Densas ó pegajosas, Mal olor). A 'Cantidad' section has radio options: 'Menos de lo habitual', 'Más que normalmente', and 'Igual que siempre'. The top right of the page includes 'Idioma Español', 'Bienvenido, Eva Maroto', 'Cerrar sesión', and a 'Notificaciones' panel with four recent alerts: 'Shane ha sido agregado como nuevo paciente' (03:24), 'Se ha agregado un nuevo problema de salud para JoseLuis Gimeno' (03:14), 'Se ha agregado un nuevo problema de salud para JoseLuis Gimeno' (02:56), and 'Se ha agregado un nuevo problema de salud para JoseLuis Gimeno' (07:53).

Mis Pacientes: Progreso individual

Progreso individual:

Acceso a los gráficos que muestran la evolución semanal de los pacientes en las diferentes secciones.

A través de este apartado, existe la posibilidad de elegir la semana en la que quiere verse la evolución.



Mis Pacientes: Historial de contactos

Historial de contactos individuales:

Resumen de la comunicación llevada a cabo entre el educador y el paciente y que ha sido registrada en la plataforma.



Inicio

Mis Pacientes

Control Diario

Resultados de mis pacientes

I&D

Biblioteca

Historial de contactos

Ajustes

Legal

Correo

Idioma Español ▾

Bienvenido, Eva Maroto

Cerrar sesión

Notificaciones

Mi paciente > PacienteUno Uno > Historial de contactos individuales

FECHA	HORA DE INICIO	DURACIÓN	CONTACTO	¿CÓMO?	TIPO	RAZÓN	RESUMEN
18/07/2018	19:33:50	01:00:00	Eva Maroto	Llamada	Recibido	PRUEBA 5	PRUEBA 5
18/07/2018	19:34:50	01:00:00	Eva Maroto	Llamada	Expedido	PRUEBA 5	PRUEBA 5
18/07/2018	15:29:00	00:00:00	Eva Maroto	Correo electrónico	Recibido	PRUEBA 4	Prueba 4
18/07/2018	15:28:23	00:00:00	Eva Maroto	Correo electrónico	Expedido	PRUEBA4	PRUEBA4
10/07/2018	09:38:35	00:14:00	Eva Maroto	Llamada	Recibido	Prueba	Estoy probando si se produce un correcto registro en el historial de contactos
09/07/2018	23:38:43	00:00:00	Eva Maroto	Correo electrónico	Recibido	What time is it?	It's at 17:38
09/07/2018	23:36:57	00:00:00	Eva Maroto	Correo electrónico	Recibido	Time	17:36, look the clock

Shane ha sido agregado como nuevo paciente 03:24

Se ha agregado un nuevo problema de salud para JoseLuis Gimeno 03:14

Se ha agregado un nuevo problema de salud para JoseLuis Gimeno 02:55

Se ha agregado un nuevo problema de salud para JoseLuis Gimeno 07:53

Se ha agregado un nuevo problema de salud para JoseLuis Gimeno 07:51

Control diario

Resumen de las notificaciones generadas por los registros diarios de TODOS los pacientes.

1- Fecha: Rango de fecha deseado (7 días)

2- ?: La interrogación de cada apartado da acceso a la leyenda de colores de cada uno de ellos.

3- Acceso a registro particular:

Al clicar en un recuadro en concreto se podrán acceder a los datos de ese día.

Idioma Español ▾ Bienvenido, Eva Maroto Cerrar sesión

Fechas (rango) 04/06/2018 10/06/2018 Ir 1

Export

PLAN DE CUIDADOS METAS E HISTORIA DIGITAL DE SALUD

FECHA	NOMBRE DEL PACIENTE	DÍAS SIN REGISTRO ? 2	HIGIENE BRONQUIAL ?	INHALADOR DE RESCATE ?	SIGNOS DE ALERTA ?	EJERCICIO DIARIO ?	SATURACIÓN POST ENTRENAMIENTO AERÓBICO ?	SATURACIÓN POST ENTRENAMIENTO DE FUERZA ?	DISNEA ENTRENAMIENTO AERÓBICO
07/06/2018	Shane	Orange							
06/06/2018	PacienteUno Uno	Green			Green 3				
06/06/2018	Paciente Dos	Green	Red		Red		Green		
06/06/2018	Paciente Tres	Green			Green				
06/06/2018	Víctor	Yellow							

Notificaciones

- Shane ha sido agregado como nuevo paciente 03:24
- Se ha agregado un nuevo problema de salud para JoseLuis Gimeno 03:14
- Se ha agregado un nuevo problema de salud para JoseLuis Gimeno 02:55
- Se ha agregado un nuevo problema de salud para JoseLuis Gimeno 07:53
- Se ha agregado un nuevo problema de salud para JoseLuis Gimeno 07:51


Resultados de mis pacientes

Gráficos comparativos de los resultados registrados en los siguientes campos:

1- Test de calidad de vida:

- CAT: en pacientes con EPOC o Déficit de alfa 1 antitripsina
- miniAQLQ: en pacientes con asma.

2- Test de control del asma (ACT): En aquellos pacientes con esa patología.



Puedes visualizar los resultados de los 5 pacientes que elijas en el rango de fechas que quieras ver.

Resultados de mis pacientes

¿Cómo ha sido hoy tu estado de ánimo?

Happ'air
learn. track. evolve

INICIO

Mis Pacientes

Control Diario

Resultados de mis pacientes

I&D

Biblioteca

Historial de contactos

Ajustes

Legal

Correo

Idioma
Español ▾

Bienvenido,
Eva Maroto

Cerrar sesión

RESULTADOS DE MIS PACIENTES

Nombre del paciente:

Fechas (rango): -

[Mostrar gráfico](#)

Test de calidad de vida

Test control del asma (ACT)

¿Cómo ha sido hoy tu estado de ánimo?

Actividad física

Adherencia diaria

¿Cómo ha sido hoy tu estado de ánimo?

Fecha	María Martin	PacienteUno Uno	Paciente Dos	Media
01/05/2018	Triste	Triste	Triste	Triste
09/05/2018	Triste	Un poco triste	Triste	Triste
15/05/2018	Triste	Normal	Triste	Triste
22/05/2018	Triste	Normal	Triste	Triste
29/05/2018	Triste	Un poco triste	Triste	Triste
05/06/2018	Triste	Normal	Triste	Triste
12/06/2018	Triste	Normal	Un poco triste	Triste
19/06/2018	Triste	Normal	Triste	Triste
26/06/2018	Triste	Normal	Triste	Triste
03/07/2018	Un poco triste	Normal	Triste	Triste
10/07/2018	Un poco triste	Normal	Triste	Triste
17/07/2018	Un poco triste	Normal	Triste	Triste
24/07/2018	Un poco triste	Normal	Triste	Triste
31/07/2018	Un poco triste	Normal	Triste	Triste
07/08/2018	Un poco triste	Normal	Triste	Triste
14/08/2018	Un poco triste	Normal	Triste	Triste
21/08/2018	Un poco triste	Normal	Triste	Triste
28/08/2018	Un poco triste	Normal	Triste	Triste

Notificaciones


- Shane ha sido agregado como nuevo paciente 03:24
- Se ha agregado un nuevo problema de salud para JoseLuis Gimeno 03:14
- Se ha agregado un nuevo problema de salud para JoseLuis Gimeno 02:55
- Se ha agregado un nuevo problema de salud para JoseLuis Gimeno 07:53
- Se ha agregado un nuevo problema de salud para JoseLuis Gimeno 07:51

Resultados de mis pacientes

Actividad física:

Entrenamiento aeróbico:
Tiempo y distancia.


Entrenamiento de fuerza: Tiempo y número de repeticiones.



Resultados de mis pacientes

Adherencia

Adherencia diaria de cada paciente comparada con la media de todos los pacientes registrados en la plataforma.



I+D

I&D es una herramienta pensada para la investigación en la que se facilita la búsqueda de los parámetros más importantes recogidos en la plataforma.

Si combinamos los resultados de la búsqueda, estos parámetros darán lugar a un listado con los pacientes que cumplan todos los requisitos.

The screenshot displays the I&D search interface within the HappiAir platform. The interface is organized into several sections:

- Header:** Includes the HappiAir logo (learn, breathe, smile), language selection (Español), user greeting (Bienvenido, Eva Maroto), and a Cerrar sesión button.
- Left Sidebar:** A vertical menu with options: INICIO, Mis Pacientes, Control Diario, Resultados de mis pacientes, I&D (highlighted), Biblioteca, Historial de contactos, Ajustes, Legal, and Correo.
- Main Search Area (I&D):** A grid of search filters:
 - Fechas (rango):** Two date input fields, both set to 02/08/2018.
 - GÉNERO:** A dropdown menu labeled "Seleccione género...".
 - TIPO ENFERMEDAD:** A dropdown menu labeled "Seleccione el tipo de enfer...".
 - EDAD (VALOR DE INICIO - VALOR FINAL):** Two dropdown menus labeled "Seleccionar edad...".
 - SATURACIÓN (VALOR DE INICIO - VALOR FINAL):** Two dropdown menus labeled "Seleccionar el valor de satu".
 - TIEMPO MEDIO SEMANAL EJERCICIO AERÓBICO (VALOR DE INICIO - VALOR FINAL):** Two dropdown menus labeled "Seleccionar el tiempo aerót".
 - Nº VECES USADO INHALADOR DE RESCATE:** A dropdown menu labeled "Seleccionar el tiempo de uso, ã-".
 - SIGNOS DE ALERTA:** A dropdown menu labeled "Seleccionar señales de adv".
 - TEST:** A dropdown menu labeled "Seleccionar prueba...".
 - RESULTADO PRUEBA (VALOR DE INICIO - VALOR FINAL):** Two dropdown menus labeled "Seleccionar puntaje de pr".
- Buttons:** "Reiniciar" and "Aplicar" buttons are located at the bottom right of the search area.
- Notifications Panel:** A vertical list on the right side showing notifications such as "Shane ha sido agregado como nuevo paciente" and "Se ha agregado un nuevo problema de salud para JoseLuis Gimeno" with timestamps.

Biblioteca

Relación de todos los documentos subidos a la plataforma por el educador, para tener acceso a ellos desde cualquier lugar.

Una vez estén subidos los archivos, estos podrán ser descargados desde cualquier dispositivo.

Happyair
learn. breathe. smile

Idioma Español ▾

Bienvenido, Eva Maroto

Cerrar sesión

Notificaciones

Shane ha sido agregado como nuevo paciente 03:24

Se ha agregado un nuevo problema de salud para JoseLuis Gimeno 03:14

Se ha agregado un nuevo problema de salud para JoseLuis Gimeno 02:55

Se ha agregado un nuevo problema de salud para JoseLuis Gimeno 07:53

Se ha agregado un nuevo problema de salud para JoseLuis Gimeno 07:51

BIBLIOTECA

Añadir documento

S.NO.	NOMBRE ARCHIVO	QUIÉN LO ADJUNTA	ROL	FECHA	EDITAR
1	Manual paciente ordenador.pptx	Eva Maroto	Educator	20/07/2018	
2	lungs-and-exercise-es.pdf	Eva Maroto	Educator	13/07/2018	
3	How to measure your saturation.docx	Eva Maroto	Educator	11/07/2018	
4	Déficit alfa 1 guía para pacientes.pdf	Eva Maroto	Educator	28/06/2018	
5	AsmaBronquialInfantil.pdf	Eva Maroto	Educator	28/06/2018	
6	Tabaco_Happyair.pdf	Eva Maroto	Educator	07/06/2018	

INICIO

Mis Pacientes

Control Diario

Resultados de mis pacientes

I&D

Biblioteca

Historial de contactos

Ajustes

Legal

Correo

Historial de contactos

Resumen de todos los contactos realizados con tus pacientes. Los correos electrónicos se registrarán automáticamente.



Idioma **Español** ▼

Bienvenido, **Eva Maroto**

[Cerrar sesión](#)

Notificaciones ●

Shane ha sido agregado como nuevo paciente 03:24

Se ha agregado un nuevo problema de salud para JoseLuis Gimeno 03:14

Se ha agregado un nuevo problema de salud para JoseLuis Gimeno 02:55

Se ha agregado un nuevo problema de salud para JoseLuis Gimeno 07:53

Se ha agregado un nuevo problema de salud para JoseLuis Gimeno 07:51

HISTORIAL DE CONTACTOS

[Agregar llamada](#)

FECHA	HORA DE INICIO	DURACIÓN	CONTACTO	¿CÓMO?	TIPO	RAZÓN	RESUMEN
01/08/2018	13:02:22	01:21:00	JoseLuis Gimeno	Llamada	Expedido	Presentación proyecto, es paciente de Dr Mascarós	Presento proyecto, decide participar, hacemos historia digital y mando manual instrucciones
31/07/2018	04:56:18	00:00:00	Maria Martin	Correo electrónico	Expedido	Aplicacion	Buenas noches, la aplicación esta noche no va bien, en actividad física pongo que si hice y me sale porque no lo hice. Los campos del estado anímico solo tiene el primero el circuito para señalar y así varias cosas parece que se ha desajustado, no obstante voy a probar otra vez mastarde
18/07/2018	19:33:50	01:00:00	PacienteUno Uno	Llamada	Expedido	PRUEBA 5	PRUEBA 5
18/07/2018	19:34:50	01:00:00	PacienteUno Uno	Llamada	Recibido	PRUEBA 5	PRUEBA 5

- INICIO
- Mis Pacientes
- Control Diario
- Resultados de mis pacientes
- I&D
- Biblioteca
- Historial de contactos
- Ajustes
- Legal
- Correo

Historial de contactos

Las llamadas telefónicas llevadas a cabo con los pacientes se registrarán manualmente en el apartado "Agregar llamada". Si se desea se puede incluir un resumen sobre el contenido de la llamada.

The screenshot shows the 'Agregar llamada' (Add call) form overlaid on the 'Historial de contactos' (Call history) page. The form includes the following fields and options:

- Selección de contacto:** Two dropdown menus for 'Seleccionar tipo de contacto...' and 'Seleccionar paciente...'.
- Confidencialidad:** A checkbox labeled '¿Es confidencial?'.
- Horario:** Two time selection fields labeled 'Hora de inicio *' and 'Hora final *', each with a 'Seleccionar tiempo...' button.
- Razón:** A text input field with the placeholder 'Introducir el motivo de la llamada...'.
- Descripción:** A larger text input field with the placeholder 'Introducir descripción...'.
- Fecha:** A date input field currently showing '03/08/2018'.
- Urgencia:** A checkbox labeled '¿Es un contacto urgente??'.
- Acción:** A blue 'Guardar' (Save) button at the bottom right.

The background shows a sidebar with navigation options like 'Inicio', 'Mis Pacientes', 'Control Diario', 'Resultados de mis pacientes', 'I&D', 'Biblioteca', 'Historial de contactos', 'Ajustes', 'Legal', and 'Correo'. The main content area displays a table of call history with columns for 'FECHA' and 'Llamada'. The top right of the interface shows user information: 'Idioma Español', 'Bienvenido, Eva Maroto', and 'Cerrar sesión'. A 'Notificaciones' section on the right lists recent alerts, such as 'Shane ha sido agregado como nuevo paciente'.

Ajustes

1- Información: Información personal y profesional del educador registrada en la plataforma por la organización a la que pertenece. La mayoría de los campos se pueden actualizar cuando sea necesario.

2- Cambiar la contraseña: Posibilidad de cambiar la contraseña de acceso a la plataforma.

Happyair
learn. breathe. smile

Idioma Español ▾ Bienvenido, Eva Maroto Cerrar sesión

Notificaciones

- Shane ha sido agregado como nuevo paciente 03:24
- Se ha agregado un nuevo problema de salud para JoseLuis Gimeno 03:14
- Se ha agregado un nuevo problema de salud para JoseLuis Gimeno 02:55
- Se ha agregado un nuevo problema de salud para JoseLuis Gimeno 07:53
- Se ha agregado un nuevo problema de salud para JoseLuis Gimeno 07:51

AJUSTES

1 INFORMACIÓN DEL PERFIL

2 CAMBIA LA CONTRASEÑA

Información básica

Nombre* Eva

1º Apellido Maroto

2º Apellido Introducir apellido...

Email hcp2@happyair.org

Género* Masculino ▾

Estado civil* Otras ▾

Datos de contacto

Número de teléfono 1* 637524326

Número de teléfono 2 Ingrese el número de teléfono 2...

Dirección

Legal

Documentos legales sobre las condiciones generales de uso de la plataforma y del servicio.

The screenshot displays the HappyAir website interface. On the left is a vertical navigation menu with items: INICIO, Mis Pacientes, Control Diario, Resultados de mis pacientes, I&D, Biblioteca, Historial de contactos, Ajustes, Legal, and Correo. The top right area contains user controls: Idioma Español, Bienvenido, Eva Maroto, and Cerrar sesión. A Notifications panel on the far right shows five alerts, all from JoseLuis Gimeno, regarding new patients and health problems. The main content area is titled 'LEGAL' and has a sub-menu with 'CONDICIONES GENERALES' (highlighted), SOBRE NOSOTROS, HAPPYAIR, USO DE LA PLATAFORMA, and OTROS. The 'CONDICIONES GENERALES' page content includes: 'CONDICIONES GENERALES', a paragraph about the updated terms of service, '1. TITULARIDAD DEL PORTAL', details about 'FUNDACIÓN LOVEXAIR', contact information, a 'NOTA' regarding domain ownership, and a final paragraph about the purpose of the terms.

HappyAir
learn. breathe. smile

Idioma Español ▾ Bienvenido, Eva Maroto Cerrar sesión

Notificaciones

- Shane ha sido agregado como nuevo paciente 03:24
- Se ha agregado un nuevo problema de salud para JoseLuis Gimeno 03:14
- Se ha agregado un nuevo problema de salud para JoseLuis Gimeno 02:55
- Se ha agregado un nuevo problema de salud para JoseLuis Gimeno 07:53
- Se ha agregado un nuevo problema de salud para JoseLuis Gimeno 07:51

LEGAL

CONDICIONES GENERALES SOBRE NOSOTROS HAPPYAIR USO DE LA PLATAFORMA OTROS

POLÍTICA DE PRIVACIDAD

PROCEDIMIENTO CLÍNICO

CONDICIONES GENERALES

Las siguientes condiciones generales de contratación han sido actualizadas de conformidad con las directrices del nuevo Reglamento General de Protección de Datos (Reglamento UE 2016/679 de 27 de abril de 2016).

1. TITULARIDAD DEL PORTAL

FUNDACIÓN LOVEXAIR (en adelante, Entidad) es titular del portal **LOVEXAIR** y la plataforma **HAPPYAIR** (en adelante, Portal y Plataforma). Su domicilio social se encuentra en Paseo de las Delicias, 30, Madrid, 28045 y su CIF es G72194210. La Entidad se encuentra inscrita en el Registro de Fundaciones del Ministerio de Sanidad, Política Social e Igualdad con número de registro TI-0288.

Puede ponerse en contacto con la Entidad a través de los siguientes medios:

Telf.: +34 956 537 186
Email: fundacion@lovexair.com

NOTA: El(los) nombre(s) de dominio(s) a través del cual(es) Vd. ha accedido a la Plataforma es (son) titularidad de la Entidad. Dicho(s) nombre(s) de dominio(s) no podrá(n) ser utilizado(s) en conexión con otros contenidos, productos y/o servicios que no sean titularidad de la Entidad ni de manera que puedan causar confusión entre los usuarios finales o el descrédito de la Entidad.

Las presentes Condiciones Generales tienen como objeto regular la relación entre la **Entidad, su Portal HappyAir y la Plataforma HappyAir** y Vd. (en adelante, el "Usuario"), relativa a la prestación de los siguientes servicios (en adelante las Condiciones):

Correo

Servicio de correo electrónico interno entre el educador y sus pacientes.

The screenshot displays the Happyaair internal email interface. On the left is a vertical navigation menu with the following items: INICIO, Mis Pacientes, Control Diario, Resultados de mis pacientes, I&D, Biblioteca, Historial de contactos, Ajustes, Legal, and Correo. The main content area is titled 'CORREO' and features a list of messages. The top message is from 'Maria Martin Aplicacion' dated 31 Jul 2018. Below it are several messages from 'PacienteUno Uno' with subjects like 'PRUEBA 4', 'What time is it?', 'Time', 'Prueba de hora', and 'Probando'. The right side of the interface shows a notification panel with the title 'Notificaciones' and a red badge. It contains five notifications, all stating 'Se ha agregado un nuevo problema de salud para JoseLuis Gimeno' at various times (03:24, 03:14, 02:55, 07:53, 07:51). At the top right, there are options for 'Idioma Español', 'Bienvenido, Eva Maroto', and 'Cerrar sesión'.

Acción	De	Fecha	Asunto
Mensajes nuevos	Maria Martin Aplicacion	31 Jul 2018	
Mensajes recibidos	PacienteUno Uno	18 Jul 2018	PRUEBA 4
Mensajes enviados	PacienteUno Uno	9 Jul 2018	What time is it?
	PacienteUno Uno	9 Jul 2018	Time
	PacienteUno Uno	9 Jul 2018	Prueba de hora
	PacienteUno Uno	7 Jul 2018	Probando

Notificaciones:

- Shane ha sido agregado como nuevo paciente 03:24
- Se ha agregado un nuevo problema de salud para JoseLuis Gimeno 03:14
- Se ha agregado un nuevo problema de salud para JoseLuis Gimeno 02:55
- Se ha agregado un nuevo problema de salud para JoseLuis Gimeno 07:53
- Se ha agregado un nuevo problema de salud para JoseLuis Gimeno 07:51

¡Listo!



Si desea obtener más información, resolver cualquier duda o sugerirnos cualquier tipo de mejora, puede ponerse en contacto con nosotros a través de:



+34 956 537 186



happyair.org



admin@happyair.org